


UNIVERSAL GUIDED KIT

IMPLANTÁTUM RENDSZER FÜGGETLEN, PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁS




SMART
GUIDE

The SMART way of implant placement

UNIVERSAL GUIDED KIT

IMPLANTÁTUM FÜGGETLEN, RÉSZLEGES SZEKVENCIÁJÚ MEGOLDÁS
A SMART GUIDE HASZNÁLATÁHOZ TERVEZVE

MINDEN IMPLANTÁTUM GYÁRTÓ
ÉS MÉRET TÁMOGATÁSA



Egyszerű persely rendszer



Nincs szükség további szűkítőperselyre



Egyszerű műtét kevesebb mozdulattal



Lehető legrövidebb fúrók - szájnnyitási korlátozottság csökkentése

CSONTSIMÍTÓ
elsimítja az éles csontgerincet

START FÚRÓK
első lépés a pontossághoz

RÖGZÍTŐ TŰSKÉK
a jobb rögzítéshez

FÚRÓK
4 hosszúság és 5 átmérő
színkódolással



FÚRÓ SPECIFIKÁCIÓK
A pontos és kényelmes műtéthez tervezve

SZÍNKÓDOLT FÚRÓHOSSZ
az átláthatóságért



EFFEKTÍV
HŰTÉS

4.5 mm

LÉPCSŐZETES
FÚRÓKIALAKÍTÁS

2.5 - 4.5 mm

2.0 - 4.0 mm

MŰTÉTI PROTOKOLL

Híd az eszközök és a műtési sablon között

4.0

Bone Mill 7
Gum 1.8
Control 7

Root form
4.3/10

MÉLYSÉG KONTROLL
a vertikális pozíció
visszaellenőrzéséhez

FÚRÓ HOSSZ
ÉS ÁTMÉRŐ

HASZNOS INFORMÁCIÓK
A MŰTÉTHEZ

IMPLANTÁTUM
RÉSZLETEK

MINDEN ESZKÖZ A SIKERES IMPLANTÁCIÓHOZ

